



FLOCULANTE XAKA GEL

REVISIÓN: 1

F. REVISIÓN: 17/04/2023

FICHA TÉCNICA

Nº UFI: Y8NC-CFTV-0HFU-C1SD

Composición Química:

CAS no	Nombre químico	Porcentaje
9003-05-8	Polyacrylamide	20%
50-70-4	Sorbitol	50%
7732-18-5	Agua	Resto

Parámetros Físico-Químicos

Aspecto	Tableta en gel
Color	Azul
pH	6.5 - 7.5
Densidad	1.232 g/mL

Descripción:

Es un producto polimérico especialmente formulado para obtener un mejor rendimiento en filtración con equipo depurador, elimina total y cómodamente partículas en suspensión que no son retenidas por el filtro, consiguiendo así una transparencia total agua total de la piscina.

Se puede utilizar con cualquier tipo de filtro (sílex, zeolita, vidrio, etc.) EXCEPTO Diatomeas. También se puede usar con filtros de cartucho, siempre y cuando los cartuchos se observe un aumento de presión.



FLOCULANTE XAKA GEL

REVISIÓN: 1

F. REVISIÓN: 17/04/2023

FICHA TÉCNICA

Dosificación e instrucciones de uso:

Tratamiento recuperador: añadir 2 pastillas de producto para piscinas de hasta 50-60 m3. (agua turbia)

Tratamiento de mantenimiento: añadir 1 pastilla de producto cada 2-4 semanas para piscinas de hasta 50-60 m3. Estas dosis son orientativas y pueden modificarse en función de la turbidez del agua.

Cómo utilizar:

- 1, Realice un lavado y enjuague del filtro.
- 2, Retire la etiqueta y saque la tableta en gel del envase. Luego coloque la tableta dentro de la canasta del skimmer.
- 3, Después de 24 horas, realice un lavado de filtro y reanude con el programa de filtración normal.

Las sugerencias contenidas en este documento se basan en el estudio realizado en nuestros laboratorios con la máxima fiabilidad y ofrecidos en buena fe, aunque SIN GARANTÍA, ya que las condiciones, métodos y usos de nuestros clientes están fuera de nuestro control.

Recomendamos SIEMPRE la realización de ensayos previos para verificar que los datos arriba mencionados se adecuen a sus necesidades ANTES de su uso industrial.